


Informació per a pacients

PICC-Port

Catèter venós central d'inserció perifèrica totalment implantat



Què és un PICC-Port?

És un catèter venós central d'inserció perifèrica totalment **implantat sota la pell del braç** que arriba fins a una vena de gran calibre del tòrax, que **té com a finalitat rebre tractament endovenós repetidament** amb fàrmacs que tenen una gran capacitat de lesionar les venes de petit calibre.

Entre els avantatges d'aquest dispositiu hi ha el baix risc de complicacions greus durant la implantació i postinserció.

Com s'insereix?

Es punxa a la zona interna del braç amb una agulla de petit calibre amb ajuda de l'ecògraf i s'introdueix un catèter.

Amb anestèsia local, es fa una incisió (tall) a la zona interna del braç on es col·loca una petita peça de metall i silicona a la qual se li connecta el catèter. Aquesta incisió es tanca amb punts de sutura reabsorbibles, que no cal retirar perquè cauen sols.

Quan s'hagi d'accedir a la vena punxarem amb una agulla la peça de metall i silicona.

Aquest catèter **interferirà de forma mínima en la vostra vida** quotidiana.

Qui el col·loca?

Ho fa l'Equip d'Infusió i Accessos Vasculars, format per infermeres expertes en venopuncions per ecografia.

Què heu de tenir en compte?

- Eviteu estrebades i cops.
- Si conviu amb mascotes, vigileu amb les esgarripades i mossegades en aquesta zona.
- No carregueu el braç amb pesos excessius (5 kg màxim).
- Conserveu i porteu sempre a la cartera la targeta identificativa del PICC-Port.
- Eviteu l'ús de probiòtics mentre porteu el catèter.
- Podreu fer exercici, però no practicar activitats que impliquin esforços o moviments repetitius amb aquest braç (golf, tennis, natació que no sigui en estil braça, aixecament de pesos...).

- Us podeu dutxar, però les primeres 48 hores heu d'evitar mullar l'apòsit que cobreix la ferida.
- El tercer dia de la implantació, quan us dutxeu ja podreu mullar la ferida. Eixugueu-la amb l'assegador de cabells en posició d'aire fred i apliqueu-hi un antisèptic de Clorhexidina aquosa durant la primera setmana. No cobriu la ferida amb cap apòsit.

Què més heu de saber?

- El catèter es pot utilitzar des del primer dia de la implantació.
- Al cap de 7 dies de la implantació haureu de venir a l'hospital a fer-vos un control.
- El PICC-Port s'ha de netejar cada 8 setmanes.
- Es pot utilitzar per fer anàlisis de sang.

Senyals d'alarma

- Dolor o coïssor intens a la zona del PICC-Port.
- Envermelliment de la ferida o de la zona del voltant
- Febre de 38 °C.
- Canvi de coloració del braç o inflamació de la zona
- Inflor del braç

Si presenteu qualsevol d'aquests símptomes contacteu amb:

- **Hospital de dia d'Oncologia**

- **Telèfon:** 93 875 93 00 (ext. 5500 - 5501)

- **Horari:** De dilluns a dijous de 07:30 a 18:30 h i divendres de 07:30 a 15:30 h

- **Equip d'Infusió i Accessos Vasculars**

- **Telèfon:** 93 875 93 00 (ext. 7086)

- **Horari:** De dilluns a divendres de 07:30 a 14:30 h

Fora d'aquest horari dirigiu-vos al Servei d'Urgències d'Althaia

Per a més informació podeu descarregar-vos l'APP d'Althaia al vostre mòbil

